

癒しながら眠る。家庭用温熱・電位治療器。

電位・温熱組合せ家庭用医療機器

健康と快眠を同時にかなえる高機能

DOCTOR CERA-N

ドクターセラN

健康な人の身体は弱アルカリ性ですが、ストレスや疲労がたまると酸性に傾きやすくなります。

電位療法モードを使うと、陰電位の作用で体を適度な弱アルカリ性に導きます。目覚めスッキリ毎日さわやかな森林浴気分が味わえます。

温熱療法モードを使うと、特殊コードヒーターで足元から体の芯までやさしく温めてくれ、血液の流れを良くし、新陳代謝を活発にします。

この2つのモード交互治療も可能。冷えや疲れやすい体質のあなたに効果的です。



ご使用方法

- 1 コンセントを差し込みます。
- 2 電源スイッチを押します。
必ずコントローラーが頭部右側にくるように置いてご使用ください。
- 3 お好みの治療を選びます。

温熱 12時間	疲労回復・血行促進など
電位 1時間	腰痛・肩こり・不眠症 慢性便秘など
電位 8時間	
交互 12時間	温熱と電位療法の効果
- 4 お好みの温度に合わせます。
はじめは「中」前後からお試しください。
- 5 足腰部・足部から温める場所を選びます。

朝起きたら電源スイッチを押してお切りください。

ドクターセラN IA6001 日本製

●配色:ベージュ・グリーン(ダブルはベージュのみ)

IAA1986001 シングル(100×200cm)
税込 ¥207,900 (本体価格¥198,000)

IAA2586002 セミダブル(120×200cm)
税込 ¥270,900 (本体価格¥258,000)

IAA3186003 ダブル(140×200cm)
税込 ¥333,900 (本体価格¥318,000)

専用カバー 日本製


●綿100% ●配色:マルチ

IBN6001111 シングル(105×205cm)
税込 ¥6,300 (本体価格¥6,000)

IBN7001112 セミダブル(125×205cm)
税込 ¥7,350 (本体価格¥7,000)

IBN8001113 ダブル(145×205cm)
税込 ¥8,400 (本体価格¥8,000)

デラックスタイプドクターセラN の断面図



- 側地は超長綿を使用し、抗菌防臭、防ダニ加工を施しました。
- 形状記憶ウールわたの採用でクrimpの安定性が向上し、更に消臭加工を施しました。
- ノンショックプロファイル固わたの採用により弾力性、通気性に優れた適度の硬さがあり、ヘタりにくい特殊構造体です。

このような症状の方におすすめします。

不眠症



「なかなか眠れない」「眠りが浅い」そんな声をよく耳にします。さまざまなストレスをかかえる現代人にとって不眠は悩みのひとつです。ドクターセラNの電位療法はそんな不眠症でお悩みの方に効果があります。

肩こり



肩こりの要因は日常生活にいっぱい。しかし、これを解消するのはなかなかむずかしいものです。ドクターセラNの電位療法は、そんな肩こりで悩むの方に役立ちます。

疲労回復に



ドクターセラNの温熱療法は筋肉のこりをほぐし疲れをとる効果があります。疲れを翌日に残さないために、温熱療法をおすすめします。

血行促進に



ふとんに入っても手足が冷たなかなか寝つけません。そんな冷え性でお困りの方にぜひお勧めしたいのが温熱療法です。マイルドな温もりが血行を促進し体を温めます。

電位療法

頭痛



日常生活のさまざまな心配事などのストレスや、睡眠不足は頭痛を引き起こす要因です。ドクターセラNの電位療法はこのような頭痛でお悩みの方に効果的です。

慢性便秘



女性やお年寄りに多く見受けられる慢性便秘。美容の大敵であることはもちろん、病気の原因になるともいわれています。ドクターセラNの電位療法は、このような慢性便秘でお悩みの方に役立ちます。

温熱療法

神経痛・筋肉痛



ドクターセラNの温熱療法は神経痛や筋肉痛の痛みをやわらげる効果があります。慢性的な神経痛や筋肉痛でお悩みの方に、ぜひおすすめします。

胃腸の働きを活発に



温熱療法のマイルドな温もりは胃腸のはたらきを活発にする手助けをします。「どうも近ごろ食欲がない」そんな方はぜひ、ご使用ください。